

FICHA TÉCNICA - DESCRIPCIÓN

TECHNICAL SPECIFICATIONS - DESCRIPTION

PRODUCTO
PRODUCT

Cama Hospitalaria Eléctrica

REFERENCIA
REFERENCE

BG-T40

Gama de Producto
Product Range

Mobiliario Clínico



Imagen 1 / Main Picture



Imagen 2



Imagen 3

Descripción Description

- Accionamiento eléctrico por cuatro actuadores lineales con motores de baja tensión (DC 24V). Tiene un sistema de baterías para el funcionamiento autónomo de la fuente de alimentación.
- Somier de cuatro planos con tramos de respaldo y de piernas ajustables por motores eléctricos independientes permitiendo la posición de Fowler y una sección central fija. Tramo de pies ajustable mediante cremallera mecánica. Base con dos trapecios articulados de elevación accionados por dos motores eléctricos para ajuste de la altura y posiciones de Trendelenburg y Antitren.
- Nueva generación de plásticos para usos médicos
- Juego de barandillas según la norma EN 60601-2-52
- Mandos de diseño ergonómico
- Quinta rueda antiestática con banda de rodadura de poliuretano antiestático permitiendo la descarga a tierra de la electricidad estática.
- Bloqueadores de cabecero/picero
- Alarma de freno
- Bloqueo direccional
- Ruedas grandes de 150 mm que facilitan el rodamiento
- Freno central
- Con una altura del suelo al lecho de tan solo 380 mm se reduce al mínimo el riesgo de lesión por caída accidental.
- Cabecero y picero extraíbles superiormente

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUBICAJE PRODUCTO / PRODUCT VOLUME

Alto / Height 861 mm

Ancho / Width 1030 mm

Fondo / Depth 2185 mm

Descripción técnica (medidas) Technical description (dimensions)

Somier: 1995 x 885 mm
Colchón recomendado: 1970 x 870 x 120 a 150 mm
Tramos del somier:
Respaldo: 794 mm
Pelvis: 240 mm
Piernas: 292 mm
Pies: 574 mm
Altura mínima 380 mm
Trendelenburg-Antitren: 17°
Articulación max. respaldo: 70°
Silla cardiaca: 87°
Articulación máxima piernas: 35°
Articulación máxima pies: 30°
Ángulo lumbar: 100 a 180°
Carga máxima paciente: 250 Kg
Carga de seguridad (SWL): 185 Kg

Accesorios
Accessories



Datos del Envío
Package
information



Peso
Weight 134 Kg

- Ruedas / Casters
- Paragolpes / Bumpers

B.G. Mobiliario Clínico, S.L.
C/Bolivia, 26
CP 37184 - Pol. Ind. Los Villares
Villares de la Reina (Salamanca)
Spain
Phone: +34 923 25 44 00
Fax: +34 923 25 44 02

