

FICHA TÉCNICA - DESCRIPCIÓN

TECHNICAL SPECIFICATIONS - DESCRIPTION

PRODUCTO
 PRODUCT

Cama Hospitalaria

REFERENCIA
 REFERENCE

BG-802

Gama de Producto
 Product Range

Mobiliario Clínico



Imagen 1 / Main Picture

Descripción Description

- Ruedas giratorias de 150 mm carenadas
- Sistema de freno centralizado accionado por doble palanca
- Carcasa inferior en ABS
- Bisagras en poliamida
- Interior con discos en nylon para mejorar el efecto giratorio
- Cabecero y piecero en metal lacado en epoxi
- Tablero decorativo en melamina Wengué
- Arco para traslado en tubo de acero inox.
- Soportes de colchón en poliamida
- Somier articulado en 4 planos de tablero de fenólico con huecos para ventilación del colchón
- Sistema de articulación de tramo de respaldo y de pies eléctrico
- Movimiento de respaldo y pies sincronizado
- Carro elevador eléctrico
- Mando a distancia para el control de las funciones de la cama




Imagen 2

Imagen 3

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUBICAJE PRODUCTO / PRODUCT VOLUME

Alto / Height 400/800 mm hasta colchón

Ancho / Width 950 mm

Fondo / Depth 2101 mm

Accesorios
 Accessories



Datos del Envío
 Package
 information



Descripción
 técnica
 (medidas)
 Technical
 description
 (dimensions)

Carga máxima de paciente SWL: 180 Kg

Peso
 Weight

- Ruedas / Casters
 Paragolpes / Bumpers

B.G. Mobiliario Clínico, S.L.
 C/Bolivia, 26
 CP 37184 - Pol. Ind. Los Villares
 Villares de la Reina (Salamanca)
 Spain
 Phone: +34 923 25 44 00
 Fax: +34 923 25 44 02

