

“BG facilita la vida”



BG
MOBILIARIO
clínico
comfort for health

ISO 9001
ISO 13485 **CE**

BG-LIFT Mini



Percha con sistema de anclaje seguro



Pulsador de Seguridad, mando de elevación y descenso y pedal para apertura y cierre de patas



BG-LIFT Mini

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LONGITUD	1040 mm
ANCHO TOTAL	535 mm
PESO GRÚA	30,5 Kg
ELEVACIÓN PERCHA	300 mm - 1560 mm
RUEDAS	Ø100 traseras - Ø70 delanteras (mm)
ABERTURA PATAS	420 mm - 935 mm
PESO MAX. USUARIO	150 Kg
HOLGURA HASTA EL SUELO	40 mm
BATERÍAS	24 V DC - 2,9 Ah



CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC



BG Mobiliario Clínico, S.L.
 C/Calzada de Toro, 60
 37184 - Villares de la Reina
 Salamanca
 923 25 44 00
 info@bgmobiarioclinico.com