

**BG**

MOBILIARIO  
clínico

*comfort for health*

NUEVA LÍNEA

**GRÚAS**

DE TRASLADO



ISO 9001  
ISO 13485

FABRICANTES

# NUEVA LÍNEA DE GRÚAS 2015



**GRÚA MINI**  
BG-MIN01

## IDEAL PARA EL USO EN CASA

**ALTURA:** Regulación de 300 a 1560 mm  
**APERTURA PATAS:** De 420 a 935 mm  
**PESO MAX. USUARIO:** 150 Kg  
**LONGITUD:** 1040 mm  
**ANCHURA:** 535 mm

### CARACTERÍSTICAS COMUNES

- ▶ Apertura y cierre de patas presionando el pedal ergonómico
- ▶ Sistema de elevación eléctrico con baterías para funcionamiento autónomo y elevación con mando manual
- ▶ Actuadores de 6000 a 8000N dependiendo del modelo de grúa

## COMFORT FOR HEALTH

**ALTURA:** Regulación de 330 a 1740 mm  
**APERTURA PATAS:** De 525 a 950 mm  
**PESO MAX. USUARIO:** 150 Kg  
**LONGITUD:** 1300 mm  
**ANCHURA:** 580 mm

**CONJUNTO ELÉCTRICO:** Protección IPX4 (en todos los modelos)

**GRÚA MIXTA**  
BG-MIX01



- Incluye dos modelos de arnés: Traslado y Cambia-pañales
- Percha intercambiable de ajuste rápido
- Sistema de apoyo de piernas inferior extraíble y regulable en altura
- Actuador eléctrico de 8000N

## DISEÑO



CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

## FABRICADO EN ESPAÑA

LICENCIA FABRICANTE DE PRODUCTOS SANITARIOS CLASE I

ISO 9001  
ISO 13485

# NUEVA LÍNEA DE GRÚAS

# 2015



## RESIDENCIAS Y HOSPITALES

**ALTURA:** Regulación de 330 a 1740 mm  
**APERTURA PATAS:** De 525 a 950 mm  
**PESO MAX. USUARIO:** 150 Kg  
**LONGITUD:** 1300 mm  
**ANCHURA:** 580 mm

### GRÚA DE TRASLADO BG-TRA01

#### CARACTERÍSTICAS COMUNES

- ▶ Apertura y cierre de patas presionando el pedal ergonómico
- ▶ Sistema de elevación eléctrico con baterías para funcionamiento autónomo y elevación con mando manual
- ▶ Actuadores de 6000 a 8000N dependiendo del modelo de grúa

## COMFORT FOR HEALTH

**ALTURA:** Regulación de 330 a 1740 mm  
**APERTURA PATAS:** De 525 a 950 mm  
**PESO MAX. USUARIO:** 150 Kg  
**LONGITUD:** 1300 mm  
**ANCHURA:** 580 mm

**CONJUNTO ELÉCTRICO:** Protección IPX4 (en todos los modelos)

### GRÚA BIPEDESTACIÓN BG-BIP01

- Incluye un arnés: Cambia-pañales
- Percha extraíble de ajuste rápido
- Sistema de apoyo de piernas inferior extraíble y regulable en altura
- Actuador eléctrico de 8000N



## DISEÑO



CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

**FABRICADO EN ESPAÑA**

LICENCIA FABRICANTE DE PRODUCTOS SANITARIOS CLASE I

ISO 9001  
ISO 13485