

ARMCHAIRS / SILLONES

Armchair for the treatment and transfer of patients
Sillón de tratamiento y traslado de enfermos

BG-238 with footrest/con reposapiés / BG-239 without footrest/sin reposapiés



Extended External Dimensions / Dimensiones externas extendido	1900 mm
Height / Dimensiones alto	1140 mm
Backrest / Dimensiones respaldo	760 mm height/alto x 465 mm wide/ancho
Pelvic Area / Dimensiones sección pelvis	490 mm depth/fondo x 465 mm wide/ancho
Legrest / Dimensiones reposapiernas	410 mm depth/fondo x 420 mm wide/ancho
Footrest / Dimensiones reposapiés	180 mm depth/fondo x 324 mm wide/ancho
Backrest Adjustment / Inclinación respaldo	De 10° a 80° +/- aprox.
Seat height / Altura asiento	430 mm (with wheels/con ruedas)
Armrests / Dimensiones reposabrazos	440 mm length/long. x 60 mm wide/ancho
Wheels / Ruedas	Ø 80 mm

DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN

The Armchair for the treatment of patients BG-239 is a product designed to provide a feeling of comfort by fully removing the pressure points that cause pain and by providing full neck support.

El Sillón de Tratamiento de Enfermos BG-239 es un producto diseñado para transmitir la máxima comodidad y confort, eliminar los puntos de apoyo que causan dolor y proporcionar la misma comodidad en todas las posiciones que el sillón puede adquirir.

MATERIALS / MATERIALES

Structure in enamelled steel.

Upholstery in synthetic polyleather, class M-II (Valencia Model), with padded interior of high density injected polyurethane foam. Colour of choice.

Estructura construida en acero esmaltado en epoxy.

Tapicería en polipiel sintético, clase M-II (modelo Valencia), con acolchado interior de espuma de poliuretano inyectado de alta densidad, con color a elegir.

CASTERS / RUEDAS

4 Ø80 mm swivel casters with braking.

Ruedas opcionales de Ø80 mm, dotadas dos de ellas de freno.

COMPONENTS / COMPONENTES

Articulated by means of a gas piston with side operating control.

Funcionamiento mediante actuador a gas para la regulación de la inclinación del respaldo con mando de actuación lateral.



BG-238
(footrest included /
Incluye reposapiés)

BG-239
(footrest not included / no
incluye reposapiés)