



**ALTURA:** 76 cm (hasta encimera)  
**ALTURA:** 84,5 cm (hasta bastidor atril)

**ANCHURA:** 44,5 cm (encimera)  
**ANCHURA:** 57 cm (total)  
**ANCHURA:** 112 (atril extendido)

**FONDO:** 41,5 cm

**RUEDAS:** 50 mm

**ATRIL:** 84,5 a 106 cm

## Descripción

-Estructura de chapa laminada pintada en epoxi

-Compuesto de Cajón, Revistero y Armario accesibles por ambos lados para usarse tanto en el lado derecho como en el izquierdo de la cama

-Cajón deslizante mediante doble guía metálica con rodamiento de nylon y tope de salida, con asa-tirador de ABS reforzado metálico

-Armario con puerta abatible mediante doble bisagra metálica reforzada

-Atril regulable en altura mediante pistón neumático a gas de modo progresivo, con tablero abatible